

# SUS 焼結プレカラムフィルター (2 $\mu$ m) ColumnSaver™ & Iso-Prep™

高価な分析用・分取用カラムを保護

## ColumnSaver プレカラムフィルター



LC-MS、薬物動態研究、ADME (吸収、分布、代謝、排泄)等に最適

>> SUS / PEEK チューブのいずれとも使用可能

手締めで簡単に取付可、耐圧 34.4 MPa

>> レンチや工具不要

従来のホルダー付フィルターよりも小さいデッドボリューム

様々なメーカーのカラムフィッティングと接続可能

>> ポートは 10-32 内部ネジ、内径 1/16 インチ

製品番号	内容
9085-20-90	ColumnSaver プレカラムフィルター (6/パック)

## Iso-Prep™ フィルター



高価な分取用カラムの保護、SFC での HTS (高速処理スクリーニング)に最適

>> カラム内径 10.0, 15.0, 21.2, 30.0, 50 mm 対応

微粒子や不溶性物質を除去、ピーク形状に影響無し

ホルダー内のフィルターは交換可能、ホルダー内側には分散する流路付

>> チェック弁やインジェクター、検出器の保護用としても使用可能

耐圧 55.1 MPa

製品番号	内容
1020-20	Iso-Prep フィルター、カラム内径 21.2 mm 用 (7031-20 x 1 含む)
7031-20	交換用 Iso-Prep フィルター、カラム内径 21.2 mm 用
9195-05FC	交換用 O リング、Iso-Prep フィルター、カラム内径 21.2 mm 用

他の品番はお問合せ下さい。  
仕様は予告なく変更になる場合があります。

(09.05.)